

Abteilung für klinische Zellbiologie und FACS Core Unit - Tel. DW 4061, Fax DW 7150

FACS ZUWEISUNG FÜR KLINISCHE ROUTINE

LIEFERADRESSE:

Labdia Labordiagnostik GmbH
 Abteilung für Stammzellbiologie

Zimmermannplatz 10/2. Stock
 1090 Wien

Stempel der zuweisenden Klinik

Patientendaten (Pickerl):

Zuname:

Vorname:

männlich weiblich

Geburtsdatum:

SVNR:

Zuweisende Stelle/Arzt:

stationär ambulant

Zuweisender Arzt:

Tel./Fax¹:

Datum/Unterschrift:

Abnahmedatum:

OKT3:

JA

KMT-Datum:

Material:

KM PB Buffy anderes: _____

Diagnose:

FACS-ZELL-ANALYSE

Basis Analysen, dual platform:

WBC (x10E3/μl; Sysmex), Mono/Granulozyten, T-Zellen (CD3, CD3/4, CD3/8, CD3/αβ, CD3/γδ)
 B-Zellen (CD19 reif), NK-Zellen (CD56), NK-T Zellen (CD3/56), naive & memory (CD4, CD8)
 nur bei KM: CD34 (myeloide & B-lymphoide Vorläufer), Normoblasten

Subgruppen Analysen, dual platform (nur in Verbindung mit Basis-Analysen):

HLA-DR auf CD3 CD25 auf naiven/memory CD4

Subgruppen Analysen, single platform (ohne Basis-Analysen):

CD34 myeloid/lymphoid/vital CD3 für DLI

Virus-spezifische T-Zellen - Erst ab 20 CD3/μl! (Analyse Mo-Do, Lithium-heparinisiertes oder EDTA-PB!):

CMV ADV EBV BKV

Sphärocytose (Analyse Di+Fr): MFI auf Erys letzte Ery Transfusion am: _____

andere: _____

FACS-ZELL-SORT für:

PCR FISH Zellkultur andere: _____

Probenannahmezeiten mit zeitgleicher Abarbeitung: Montag bis Freitag 9:00-14:00 Uhr
 Proben, die außerhalb der angeführten Zeiten einlangen, werden erst am darauffolgenden Werktag abgearbeitet.
 In dringenden Fällen bitten wir um telefonische Kontaktaufnahme.

Bitte beachten Sie die jeweils gültigen gesetzlichen Versandvorschriften der Post für biologisches Material!

¹ Ich bestätige, dass das Fax-Gerät vor unbefugtem Zugriff geschützt ist. (Falls nicht zutreffend, bitte streichen.)
 Information über unser gesamtes diagnostisches Angebot finden Sie auf unserer Homepage: www.labdia.at